

Soudeuse de tubulure alimentée par batterie, avec poignée CS624

Qseal[®] . extra



Fabricant
Conroy Medical
Valhallavaegen1
SE-194 63 Upplands Vaesby
SWEDEN

Distributeur / vendeur en Belgique

SHMC Médical Technologies

Rue du Fond Cattelain 2.2
1435 Mont-Saint-Guibert
Tél: 02 612 17 50
info@shmc.be



REFCS624 :	Qseal-extra, système de soudure complet, qui comprend l'Unité principale, l'unité à main, le câble coaxial, la batterie et le Manuel de l'opérateur.
Type de tubes PVC:	Différents types et tailles de tubulures jusqu'à 6,2 mm d'épaisseur de diamètre peuvent être scellées grâce à un système de détection sophistiqué, qui adapte automatiquement le temps de scellage.
Capacité d'étanchéité:	1500 soudures/chargement de la batterie. Tubulures en PVC jusqu'à 5 mm (0.2 ") de diamètre extérieur à 20 ° C (68°F)
Temps d'étanchéité:	1-2 sec., max 5 sec. en fonction de la tubulure.
Utilisation prévue:	Le Qseal-extra est un système entièrement automatique pour sceller des tubes en PVC reliés à des poches de sang, soit dans des poches de sang, soit dans des ensembles jetables pour aphérèse. Le scellement peut être effectué lorsque le donneur est encore connecté à la poche de sang ou à l'ensemble jetable d'aphérèse.
Puissance d'entrée:	Chargeur: 100-240V ~ - 50/60 Hz Batterie: 28VDC, 2.2 Ah, NiMH
Consommation:	Chargeur: 30W, Scellant: 295W max
Sortie RF:	150 W max. / 50 Ω / 40.680 MHz
Dimensions et poids:	Unité principale: L:205 mm (8.1") H: 75 mm (2.9") P: 270 mm (10.6") 2,95 kg (6.5 lbs) batterie incluse Unité à main: L: 210 mm (8") Ø: 25 mm (1") 0.34 kg (0.75 lbs)
Température:	En fonctionnement: 5 - 35°C (41 - 95°F) Stockage: -20 - 70°C (-4 - 158°F)
Humidité:	En fonctionnement: 10 - 90% Rh (non condensé) Stockage: 10 - 90% Rh (non condensé)
Altitude:	En fonctionnement: maximum 3000 mètres (9842 pieds)
En conformité avec:	- EN 60601-1: 2006, Exigences générales pour la sécurité de base et performance essentielle. - EN 60601-1-2: 2007, Normes collatérales pour comptabilité électromagnétique.
Sécurité électrique:	Catégorie I Le Qseal-extra est utilisé dans le même environnement qu'un équipement médical (hôpitaux et banques de sang). Il doit être utilisé par du personnel hautement qualifié.

CS624 Qseal-extra



Fabricant

Conroy Medical AB
Valhallavaegen 1
SE-194 63 Upplands Vaesby
SWEDEN

Distributeur / vendeur en Belgique

SHMC Médical Technologies
Rue du Fond Cattelain 2.2
1435 Mont-Saint-Guibert
Tél: 02 612 17 50
info@shmc.be

